


## Aceton in serum

Synoniemen	Nagellakremover, verf- en lakverwijderaars, lijmen	
Analysemethode	GC-FID (methode is gevalideerd)	
	<a href="#">In huis ontwikkelde diagnostiek</a>	
Kwaliteitssysteem geïmplementeerd	ISO 15189 (M075), KF.TOX.01	
Uitgevoerd door	Intern	
Bepalingsfrequentie	CITO: alleen na telefonisch overleg tussen arts en ziekenhuisapotheker Normaal: alleen na telefonisch overleg tussen arts en ziekenhuisapotheker, in het weekend moeten de aanvragen aangemeld zijn bij dienstdoende ziekenhuisapotheker.	
Aanvraagformulier	<a href="#">ziekenhuisapotheek</a>	
Benodigd materiaal	4 ml stolbloed afgenomen in een buis zonder gel (rode dop)	
Afnametijd dal-spiegel	n.v.t.	
Afnametijd top-spiegel	n.v.t.	
Verzendconditie	geen bijzondere verzendcondities	
Bewaarconditie	geen bijzondere bewaarcondities	
Monsterontvangst	Laboratorium van de ziekenhuisapotheek	
Doorlooptijd	Klinisch: maximaal 1 dag Poliklinisch: maximaal 1 dag	
Referentiewaarden	Dal:	<20 mg/L
	Top:	-
	Toxisch vanaf	200 – 400 mg/L
Bepalingsgrens	30 mg/L	
	3100 mg/L	
CTG code	<a href="#">072820</a>	
Achtergrondinformatie	Zie toxicologie behandelinformatie NVZA: <a href="#">Aceton</a>	
Contactpersoon	P.C.D. Bank, ziekenhuisapotheker <a href="mailto:pcd.bank@nwz.nl">pcd.bank@nwz.nl</a> tel:7376	
	Dienstdoende ziekenhuisapotheker is via portier bereikbaar <a href="mailto:Apotheek-laboratorium@nwz.nl">Apotheek-laboratorium@nwz.nl</a> tel: 088-085 3590	

### Wijzigingen t.o.v. vorige versie

17-05-2024 PB:  
Bepalingsgrens aangepast  
Hyperlinks hersteld  
Link naar 'Verklaring in-huis ontwikkelde in-vitro diagnostiek' toegevoegd  
Kwaliteitssysteem toegevoegd

