


## Coffeine in serum

Synoniemen	Caffeine	
Analysemethode	HPLC (methode is gevalideerd)	
	<a href="#">In huis ontwikkelde diagnostiek</a>	
Kwaliteitssysteem geïmplementeerd	ISO 15189 (M075), KF.TDM.01	
Uitgevoerd door	Intern	
Bepalingsfrequentie	CITO: alleen na telefonisch overleg tussen arts en ziekenhuisapotheker Normaal: dagelijks, in het weekend moeten de aanvragen aangemeld zijn bij dienstdoende ziekenhuisapotheker.	
Aanvraagformulier	<a href="#">ziekenhuisapotheek</a>	
Benodigd materiaal	4 ml stolbloed afgenomen in een buis zonder gel (rode dop) bij neonaten minimaal ½ mL monster insturen	
Afnametijd dal-spiegel	vlak (maximaal 30 minuten) voor toediening	
Afnametijd top-spiegel	n.v.t.	
Verzendconditie	geen bijzondere verzendcondities	
Bewaarconditie	geen bijzondere bewaarcondities	
Monsterontvangst	Laboratorium van de ziekenhuisapotheek	
Doorlooptijd	Klinisch: maximaal 1 dag Poliklinisch: maximaal 7 dagen	
Referentiewaarden	Dal:	15- 30 mg/L
	Top:	-
	Toxisch vanaf	50 mg/L
Bepalingsgrens	1 mg/L 30 mg/L	
CTG code	<a href="#">072878</a>	
Achtergrondinformatie	Zie TDM monografie NVZA: <a href="#">Coffeine</a>	
Contactpersoon	P.C.D. Bank, ziekenhuisapotheker <a href="mailto:pcd.bank@nwz.nl">pcd.bank@nwz.nl</a> tel:7376 Dienstdoende ziekenhuisapotheker is via portier bereikbaar	
	<a href="mailto:Apotheek-laboratorium@nwz.nl">Apotheek-laboratorium@nwz.nl</a> tel: 088-085 3590	

### Wijzigingen t.o.v. vorige versie

17-05-2024 PB:  
Contactpersoon aangepast  
Link naar 'Verklaring in-huis ontwikkelde in-vitro diagnostiek' toegevoegd  
Kwaliteitssysteem toegevoegd