


## Coffeine in serum

Synoniemen	Caffeine	
Analysemethode	LC-MS/MS (methode is gevalideerd)	
Uitgevoerd door	Extern	
Kwaliteitssysteem geïmplementeerd	ISO 15189 (M170), KF.TDM.02	
Bepalingsfrequentie	CITO: alleen na telefonisch overleg tussen arts en ziekenhuisapotheker Normaal: 1x per week, in het weekend moeten de aanvragen aangemeld zijn bij dienstdoende ziekenhuisapotheker.	
Aanvraagformulier	<a href="#">ziekenhuisapothek</a>	
Benodigd materiaal	4 ml stolbloed afgenomen in een buis zonder gel (rode dop) bij neonaten minimaal ½ mL monster insturen	
Afnametijd dal-spiegel	vlak (maximaal 30 minuten) voor toediening	
Afnametijd top-spiegel	n.v.t.	
Verzendconditie	geen bijzondere verzendcondities	
Bewaarconditie	geen bijzondere bewaarcondities	
Monsterontvangst	Laboratorium van de ziekenhuisapothek	
Doorlooptijd	Klinisch: maximaal 1 dag Poliklinisch: maximaal 7 dagen	
Referentiewaarden	Dal:	15- 30 mg/L
	Top:	-
	Toxisch vanaf	50 mg/L
Bepalingsgrens		
CTG code	<a href="#">072878</a>	
Achtergrondinformatie	Zie TDM monografie NVZA: <a href="#">Coffeine</a>	
Contactpersoon	Dhr. dr. P.C.D. Bank, ziekenhuisapotheker <a href="mailto:pcd.bank@nwz.nl">pcd.bank@nwz.nl</a> <a href="tel:7376">tel:7376</a> Dienstdoende ziekenhuisapotheker is via portier bereikbaar	
	<a href="mailto:Apotheek-laboratorium@nwz.nl">Apotheek-laboratorium@nwz.nl</a> tel: 088-085 3590	

Wijzigingen t.o.v. vorige versie

26-11-2024 PB:

Bepaling overgezet van intern bepaald naar extern bepaald.